



Works with Ovy app



Manuelles Aufzeichnen
von Körpersignalen
in der App



Zyklusbericht



Basaltemperatur



Flexible
Spitze



Genauigkeit +/- 0,05°C

Digitales Basalthermometer

Messung der Basaltemperatur

Anzeige von 2 Nachkommastellen

Geeignet für die orale und vaginale Messung

Messgenauigkeit:

± 0,05 °C: 35,00 °C - 38,00 °C bei einer Umgebungstemperatur von 18 °C - 28 °C;
außerhalb dieses Mess- und Temperaturbereiches ±0,1 °C

Messbereich: 32,00 - 42,99 °C

Wasserdicht

Desinfektionsfähig

1 Speicherplatz

Signalton bei Messende

Extra großes Display

Mit Aufbewahrungskappe

Inkl. 1 x 1,5V Batterie LR41

Batteriewechselanzeige

Abschaltautomatik

Anzeige von °C

Produktmaße (LxBxH): 142 x 23 x 13 mm

Produktgewicht: ca. 12,9 g (inkl. Batterie)

Medizinprodukt

5 Jahre Garantie

PZN: 16897512

VE: 10 / Transportkarton: 10 x 10

EAN-Nr.: 4211125 79963 2

Art.-Nr.: 799.63

MEDEL FERTYL

Basalthermometer

medel®

