



BM 28

beurer
medical

BM 28 Oberarm-Blutdruckmessgerät



Ruheindikator* für genaue Messergebnisse



Mit Manschette für Oberarmumfänge von 22-42 cm



Manschettensitzkontrolle** für die korrekte Positionierung der Manschette am Oberarm



Vollautomatische Blutdruck- und Pulsmessung am Oberarm

Übersichtlich, gut ablesbares Display

Messerinnerung: 2 Alarmzeiten einstellbar

Risiko-Indikator: Einstufung der Messergebnisse mit farbiger Skala

Arrhythmie-Erkennung: Erkennt und warnt bei eventuellen Herzrhythmusstörungen

Vier Benutzerspeicher für je 30 Messwerte

Durchschnittswertberechnung aller Messwerte

Datum und Uhrzeit

Abschaltautomatik

Inkl. 4x1,5 V Batterien AA und Aufbewahrungstasche

Medizinprodukt

Netzteil separat erhältlich:
Art.-Nr.: 071.95

Netzbetrieb:
Eingang: 100-240 V~; 50/60 Hz; max. 0,5 A
Ausgang: 6V --- 600mA

Produktmaße (LxBxH): 134 x 103 x 60 mm

Produktgewicht: ca. 367 g (mit Manschette, ohne Batterien)

5 Jahre Garantie

PZN: 15655824

HMV-Nr.: 21.28.01.2157

VE: 4 / Transportkarton: 6 x 4


EAN-Nr.: 4211125 65813 7

Art.-Nr.: 658.13

**Manschettensitzkontrolle



Straff
genug



Nicht straff
genug