



Sicherheits-
lanzetten

beurer
medical

100/200 Sterile Sicherheitslanzetten

 german
engineering



Für alle Beurer Blutzuckermessgeräte

100 Stück

Zur einmaligen Verwendung für
Kapillarblutentnahme

Zur Eigenanwendung geeignet

Sanfte und einfache Handhabung

Nadel-Durchmesser: 28G

Stechtiefe: 2,2 mm

Kontaktaktivierung

In praktischer Schüttverpackung

PZN: 15996554

VE: 10 / Transportkarton: 5 x 10

EAN-Nr.: 4211125457419

Art.-Nr.: 457.41



Für alle Beurer Blutzuckermessgeräte

200 Stück

Zur einmaligen Verwendung für
Kapillarblutentnahme

Zur Eigenanwendung geeignet

Sanfte und einfache Handhabung

Nadel-Durchmesser: 28G

Stechtiefe: 2,2 mm

Kontaktaktivierung

In praktischer Schüttverpackung

PZN: 15996548

VE: 5 / Transportkarton: 5 x 5

EAN-Nr.: 4211125457426

Art.-Nr.: 457.42