


— GREENLINE —

RESPONSIBLE CARE

ECOLAST®-Schaum-Technologie

Medizinische Qualität trifft Öko 4.0

ca. 22%*
weniger CO₂



MAXX 250

— GREENLINE —

Mehr Informationen über
GREENLINE finden Sie auf
den Seiten 11 – 15



HILFSMITTELNUMMER
11.29.05.0063

Überreicht durch:

PRS
Pressure Relieving Solutions



*ca. 7,2 kg weniger CO₂ pro Matratze (Quelle: Europur-Studie 2015)

Funke Medical GmbH • Ährenfeld 10 • 46348 Raesfeld • Tel.: +49-2865-266 93 50 • Fax: +49-2865-81 33 • info@funke-medical.de

MAXX 250


— GREENLINE —

Dekubitustherapie-Schwerlastmatratze

7 JAHRE GARANTIE *1

- Thermisch aufbereitbar nach RKI-Richtlinien
- Geeignet zur Schmerztherapie
- Bis Stadium 4 (nach Prof. Seiler / EPUAP)
- Sehr hohes Risiko (Norton-, Braden-, Waterlow-Skala)
- HMV-Nr. 11.29.05.0063

Hyperelastischer 3-schichtiger Schaumkern (mit Quer- und Längsschnitten)



Größe	
Höhe	18 cm
Länge	Siehe aktuelle Preisliste
Breite	Siehe aktuelle Preisliste

GREENLINE

ECOLAST®-Schaum-Technologie:

- Sorgt für eine größere Langlebigkeit
- Weniger CO₂-Emissionen



Offenporiger atmungsaktiver ECOLAST®-Schaum	Autoklavierbar 105°C 221°F	Bezugsmaterial viren- und bakterienicht gem. ASTM 1670 + 1671	Wasserdicht dennoch atmungsaktiv	Druckentlastung < 18 mmHg	Bi-elastischer Bezug zur Minimierung der Scherkräfte	CE - Kennzeichnung MDR 2017/745	Wartungsfrei	Schwer entflammbar DIN EN 597 (Teil 1+2) CRIB 5	Max. 5000 ppm	Patientengewicht: 0 bis 250 kg

*1 Garantie gilt auf funktionelle Eigenschaften des Matratzenkerns (Pro-Rata-Garantie!)
 *2 Details siehe Gebrauchsanweisung.