



DEKUBITUSTHERAPIE MIT SYSTEM



MIT
COOLING-
EFFEKT!



Symbolbild

GEL SEAT®
- SITZKISSEN -



A Breuer
Annabel Breuer
Nationalspielerin
Rollstuhlbasketball



Überreicht durch:

OFFICIAL SPONSOR



- 2010: Silber Weltmeisterschaft (Birmingham, GB)
- 2011: Gold Europameisterschaft (Nazareth, IL)
- 2012: Gold Sommer-Paralympics (London, GB)
- 2013: Silber Europameisterschaft (Frankfurt, DE)
- 2014: Silber Weltmeisterschaft (Toronto, CA)
- 2015: Gold Europameisterschaft (Worcester, GB)
- 2016: Silber Sommer-Paralympics (Rio de Janeiro, BR)
- 2017: Silber Europameisterschaft (Teneriffa, ES)
- 2018: Bronze Weltmeisterschaft (Hamburg, DE)
- 2019: Bronze Europameisterschaft (Rotterdam, NL)

Thermisch aufbereitbar
nach RKI-Richtlinien

Geeignet zur
Schmerztherapie

Bis Stadium 4
(nach Prof. Seiler/EPUAP)


Sehr hohes Risiko
(Norton-,Braden-,Waterlow-Skala)

HMV-Nr.
11.39.02.1020

GEL SEAT

Dekubitustherapie-Sitzkissen

3 JAHRE
GARANTIE *



Bezug:

- Abnehmbar
- Waschbar bis 60°C
- Ultraschall verschweißte Nähte an der Oberseite
- Wasserdicht dennoch atmungsaktiv
- Mesh³-Gewebe zur Klimaregulierung
- Anti-Slip-Unterseite

| Größe | Art. - Nr. |
|-----------------------|------------|
| Breite x Tiefe x Höhe | |
| 38 x 40 x 8 | G-SEAT3840 |
| 40 x 40 x 8 | G-SEAT4040 |
| 40 x 42 x 8 | G-SEAT4042 |
| 41 x 46 x 8 | G-SEAT4146 |
| 42 x 40 x 8 | G-SEAT4240 |
| 42 x 42 x 8 | G-SEAT4242 |
| 42 x 44 x 8 | G-SEAT4244 |
| 42 x 46 x 8 | G-SEAT4246 |
| 42 x 52 x 8 | G-SEAT4252 |
| 45 x 42 x 8 | G-SEAT4542 |

| Größe | Art. - Nr. |
|-----------------------|------------|
| Breite x Tiefe x Höhe | |
| 45 x 44 x 8 | G-SEAT4544 |
| 45 x 46 x 8 | G-SEAT4546 |
| 46 x 51 x 8 | G-SEAT4651 |
| 48 x 42 x 8 | G-SEAT4842 |
| 48 x 44 x 8 | G-SEAT4844 |
| 48 x 46 x 8 | G-SEAT4846 |
| 50 x 42 x 8 | G-SEAT5042 |
| 51 x 44 x 8 | G-SEAT5144 |
| 51 x 46 x 8 | G-SEAT5146 |
| 52 x 52 x 8 | G-SEAT5252 |

JETZT ANSEHEN
auf YouTube!



GELSEAT®-Film



Offenporiger
atmungsaktiver
Geltouch®-Foam +
HR-Foam



Autoklavierbar



Bezugsmaterial
viren- und
bakteriendicht
gem. ASTM
1670 + 1671



Wasserdicht
dennoch
atmungsaktiv



Optimierte
Druckentlastung



Bi-elastischer Bezug
zur Minimierung
der Scherkräfte



CE - Kennzeichnung
MDR 2017/745



Wartungsfrei



Schwer-
entflammbar
DIN EN 597 (Teil 1+2)
CR1B 5



Patientengewicht:
20 bis 120 kg