




DEKUBITUSTHERAPIE MIT SYSTEM



XSEAT®
light

- SITZKISSEN -



Überreicht durch:



- 2010: Silber Weltmeisterschaft (Birmingham, GB)
- 2011: Gold Europameisterschaft (Nazareth, IL)
- 2012: Gold Sommer-Paralympics (London, GB)
- 2013: Silber Europameisterschaft (Frankfurt, DE)
- 2014: Silber Weltmeisterschaft (Toronto, CA)
- 2015: Gold Europameisterschaft (Worcester, GB)
- 2016: Silber Sommer-Paralympics (Rio de Janeiro, BR)
- 2017: Silber Europameisterschaft (Teneriffa, ES)
- 2018: Bronze Weltmeisterschaft (Hamburg, DE)
- 2019: Bronze Europameisterschaft (Rotterdam, NL)

Thermisch aufbereitbar
nach RKI-Richtlinien

Zur Dekubitusprophylaxe

Bezug einfach zu desinfizieren


XSEAT[®] light

Dekubitusprophylaxe-Sitzkissen

1 JAHR
GARANTIE
*1

Wasserdichter und dennoch
atmungsaktiver Bezug

- PU-Bezug:
- Abnehmbar
 - Waschbar bis 95°C
 - Wischdesinfizierbar
 - Desinfektionsmittelbeständig*2



HR-Foam

Hyperelastischer 2-schichtiger
Schaumkern: Oberplatte aus
Visco-Foam

Größe	Art. - Nr.
Breite x Tiefe x Höhe	
38 x 40 x 5	X-SEATL3840
40 x 40 x 5	X-SEATL4040
40 x 42 x 5	X-SEATL4042
41 x 46 x 5	X-SEATL4146
42 x 40 x 5	X-SEATL4240
42 x 42 x 5	X-SEATL4242
42 x 44 x 5	X-SEATL4244
42 x 46 x 5	X-SEATL4246
42 x 52 x 5	X-SEATL4252
45 x 42 x 5	X-SEATL4542

Größe	Art. - Nr.
Breite x Tiefe x Höhe	
45 x 44 x 5	X-SEATL4544
45 x 46 x 5	X-SEATL4546
46 x 51 x 5	X-SEATL4651
48 x 42 x 5	X-SEATL4842
48 x 44 x 5	X-SEATL4844
48 x 46 x 5	X-SEATL4846
50 x 42 x 5	X-SEATL5042
51 x 44 x 5	X-SEATL5144
51 x 46 x 5	X-SEATL5146
52 x 52 x 5	X-SEATL5252



*1 Garantie gilt auf funktionelle Eigenschaften des Kissenkerns (Pro-Rata-Garantie)!

*2 Details siehe Gebrauchsanweisung.