



POSIMED® Produktübersicht

Universalkissen



z.B. zur Lagerung
und Positionierung

Größe	Art. - Nr.
37/26	PO-UNIK3726
56/40	PO-UNIG5640

Fersenschiene



z.B. zur Lagerung und
Positionierung der Ferse

Größe	Art. - Nr.
39/21/8	PO-FERS3921

Unterarmschiene



z.B. zur Lagerung und
Positionierung des Unterarms

Größe	Art. - Nr.
39/21/8	PO-UNTE3921

Spreizkissen



z.B. zur Lagerung von Knie,
Knöchel und Epicondylus

Größe	Art. - Nr.
60/35	PO-SPRE6035

Rollenkissen



z.B. zur Unterstützung und Positionierung
von Knie, Nacken und anderen Gliedmaßen

Größe	Art. - Nr.
60/21	PO-ROLL6021

Hüftspreizkissen



z.B. zur Lagerung und Positionierung
der Hüfte → reduziert die Gefahr
der Verrenkung bei Hüftprothesen

Größe	Art. - Nr.
35/28/14	PO-HÜFT3528

30°-Lagerungskissen



z.B. zur Unterstützung in der stabilen
30°-Lagerung, mit integriertem Kopfkissen

Größe	Art. - Nr.
170/74	PO-LAGE0165
182/54	PO-LAGE1165

Halbkreis



z.B. zur Lagerung und Positionierung
des Oberkörpers

Größe	Art. - Nr.
137/80	PO-HALB1378




POSIMED® Lagerungshilfen

POSIMED®-Kissen sind Lagerungshilfen für die Dekubitusprophylaxe und -therapie in verschiedenen Formen und Größen zur optimalen Lagerung des Patienten.


Durch die verschiedenen Lagerungshilfen wird der Patient marginal bewegt und die Druckverteilung an den Hauptauflagepunkten ermöglicht dem Patienten ein entspanntes und druckentlastendes Liegen. Ziel ist es, die Dauer und die Intensität der Druckeinwirkung so gering wie möglich zu halten. Unser Lagerungssystem basiert auf einer druckentlastenden und positionierfähigen Kügelchenfüllung!

Lagerungsbeispiele


30°-Seitenlagerung



Fersenhochlagerung



Halb sitzend



135°-Lagerung

