



## BY 80 Babywaage


**german  
engineering**


LCD  
display  
858

Gut ablesbares LCD-Display  
72 x 28 mm



20 kg  
capacity

20 kg Tragkraft



hold  
function

Automatische und manuelle  
Hold-Funktion zur Erfassung des  
Gewichts bei strampelnden Babys



Automatische und manuelle Hold-Funktion zur Erfassung  
des Gewichts bei strampelnden Babys

Großes LCD-Display (Ziffernhöhe 23 mm)

Gewölbte Wiegefläche

Einschalttechnik: Button-On

Tragkraft: 20 kg

Einteilung: 5 g

Umstellung kg/lb/oz

Einfach zu reinigen

Rutschfeste, abriebsichere Gummifüße

Abschaltautomatik

2 x 1,5V Batterie AA

5 Jahre Garantie

PZN: 10983541

VE: 2 Transportkarton: -

EAN-Nr.: 4211125956059

Art.-Nr.: 956.05